



赛多利斯岁末促销开始啦



■ 过滤产品

◆ 针头过滤器系列

4mm (最大 1ml) 15mm (最大 15ml) 25mm (最大 100ml)



0.1-1ml 0.5-15ml 1-100ml

过滤类型	优先选择	备选
HPLC UHPLC LCMS GCMS IC 等样品制备	RC	PTFE/NY
有机溶剂	RC/PTFE	NY
蛋白质分析、生物制品缓冲液	SFCA	RC/PES
组织培养基	PES	SFCA/RC
高微粒样品, 有机溶剂	GF NY	--
高微粒样品, 水溶液	GF SFCA	GF/NY

促销期间, 促销产品

满 5000 送 价值 200 元礼品

满 10000 送 价值 500 元礼品

pH 值	优先选择
pH1-14	PTFE / GF
pH 3-14	RC / NY / PTFE / GF
pH3-12	PES/RC/NY/PTFE/GF
pH 4-8	SFCA / PES / RC / NY / PTFE / GF

◆ 水溶液的除菌过滤和澄清过滤 (不同颜色代表不同孔径)

产品编号	产品名称	膜	孔径 um	滤膜直径 (mm) / 处理量	目录价 (元)	促销价 (元)
16533--K	Minisart® High Flow	PES	0.45	28/200ml	1398	325
16541--K	Minisart® High Flow	PES	0.2	28/200ml	1398	325

无菌独立包装, 使用更加安全方便, 50 个/盒。

0.2 μm 孔径适合于培养基、缓冲液及生物溶液等小体积样品的除菌过滤;

0.45 μm 适合于降低样品中微生物负荷, 除颗粒和澄清过滤。



0.45



0.2

◆ 层析样品处理

◆ RC 膜兼容水相和有机相, 50 个/盒, 可单个购买!!!

产品编号	产品名称	膜	孔径	滤膜直径 (mm) / 处理量	是否独立无菌包装量	目录价 (元)	促销价 (元)
17764--ACK	Minisart® RC25	RC	0.2um	25/100ml	是	1347	943
17765--K	Minisart® RC25	RC	0.45um	25/100ml	否	1200	840
17761--ACK	Minisart® RC15	RC	0.2um	15/15ml	是	1211	848
17821--K	Minisart® RC4	RC	0.2um	4/1ml	否	742	520
17822--K	Minisart® RC4	RC	0.45um	4/1ml	否	742	520

◆ Sartolab® BT 负压除菌过滤装置

➢ 真空过滤器简单易用, 独立无菌包装, 均由伽马射线灭菌。

➢ 用于过滤细胞的培养液、蛋白质溶液及水溶液。

产品编号	无菌过滤体积	滤膜孔径及材质	过滤面积	目录价	促销价	每箱包装
180C4--K	150ml	0.2 μm / PES	18cm ²	3020	2114	48 包
180C5--E	500ml	0.2 μm / PES	39cm ²	1153	807	12 包
180C6--E	1000ml	0.2 μm / PES	62cm ²	1918	1342	12 包




地址: 昆明市盘龙区北京路延长线 1018 号景秀花园 A 幢 701 号 电话: 0871-65625518/65625515 Email: chientech@163.com

网址: www.chientech.com www.ynchien.com 专注品质 助力科研 促销截止日期 2016 年 12 月 31 日

◆ **Vivaspin®垂直膜超滤离心管** (可选体积: 样品处理量 0.1ml-20ml, 分子量 2K-0.2 μm)

- ✓ 更大面积的双排垂直膜使得浓差极化和堵塞程度降至最低。
- ✓ 光滑的内部设计确保在整个浓缩过程中保持高效的过滤速度, 从而成为市场上过滤速度最快回收率最高的浓缩产品。
- ✓ 独特的死体积收集器(专利), 方便回收样品, 确保最高的回收率: 同时避免了样品干燥的风险。
- ✓ 浓缩液收集管采用聚乙烯制成, 具有惰性强, 稳定性高的特点, 在高温、潮湿或干燥环境下也不会出现裂痕。
- ✓ 在温度较高、潮湿或干燥的环境下不会出现裂痕。化学兼容性高, 耐受 PH 范围 1-14。



截留分子量	Vivaspin® 500	Vivaspin® 2	Vivaspin®Turbo 4	Vivaspin® 6	Vivaspin® 20	Vivaspin®Turbo15
3,000MWCO	VS0192	VS0292	VS04T92	VS0692	VS2092	VS15T92
5,000MWCO	VS0112	VS0212	VS04T12	VS0612	VS2012	VS15T12
10,000MWCO	VS0102	VS0202	VS04T02	VS0602	VS2002	VS15T02
30,000MWCO	VS0122	VS0222	VS04T22	VS0622	VS2022	VS15T22
50,000MWCO	VS0132	VS0232	VS04T32	VS0632	VS2032	VS15T32
100,000MWCO	VS0142	---	VS04T42	VS0642	VS2042	VS15T42
300,000MWCO	VS0152	VS0252		VS0652	VS2052	
1000,000MWCO	VS0162	VS0262		VS0662	VS2062	
处理体积	100-500ul	0.4-2ml	2-4ml	2-6ml	5-20ml	4-15ml
目录价(元)	3445(每盒100个)	4834(每盒100个)	4636(每盒100个)	4966(每盒100个)	4585(每盒48个)	4570(每盒48个)
促销价	2412元	3384元	3246元	3477元	3210元	3199元

◆ **Vivaflow 50/200/50R 切向流超滤器** (可选体积: 样品处理量 100ml-5L)

- ✓ 超滤速度快, 操作简单, 价格经济。
- ✓ 狭长的回旋流道设计, 使溶液在低泵速下即可达到高速的切向流循环。
- ✓ 全透明外壳, 可随时观察到溶液超滤情况, 残留体积及滤膜状况
- ✓ 接头可连接多块超滤器, 增加处理量, 容易规模放大, 节省时间。



	Vivaflow 50	Vivaflow 50R	Vivaflow 200	货号	名称	MWCO	规格	目录价(元)	促销价(元)
处理量	100ml-2L	100ml-2L	500ml-5L	VF05P9	Vivaflow 50	3,000	2盒	1750	1225
单个膜面积	50cm ²	50cm ²	200cm ²	VF05P1	Vivaflow 50	5,000	2盒	1750	1225
截留体积	1.5ml	1.7ml	<5.3ml	VF05P0	Vivaflow 50	10,000	2盒	1750	1225
可并联	6个	2个	2个	VF05P2	Vivaflow 50	30,000	2盒	1750	1225
重复使用	一次性	可重复使用	可重复使用	VF05P3	Vivaflow 50	50,000	2盒	1750	1225
				VF05P4	Vivaflow 50	100,000	2盒	1750	1225

◆ **硝酸纤维素(NC)杂交膜**--蛋白和核酸杂交最常用的印迹膜

- ✓ 兼容所有标准免疫印迹和核酸检测方法
- ✓ 100% 纯度的硝酸纤维素, 保证最大的蛋白结合量, 可达 150-200 μg/cm²
- ✓ 最大限度的减少了非特异性的结合, 不会产生杂交背景干扰, 无需高严谨度的洗脱步骤
- ✓ 孔径产生了极好的信噪比印迹结果
- ✓ 无需甲醇预处理, 转移之前, 仅需在水中简单润湿, 而后放入转移缓冲液中
- ✓ 经济实惠的卷状形式
- ✓ 0.2 μm 孔径: 适用于低分子量蛋白(<20KD)、核酸(<300bp)
- ✓ 0.45 μm 孔径: 适用于高分子量蛋白(>20KD)、核酸(>300bp)



NC膜: 11327-41BL (0.22um 30cm*3m) 11306-41BL (0.45um 30cm*3m)
滤纸: FT-2-519-080090N (主要成分为高吸附性纤维素, 80*90mm, 100张/盒)

两款滤膜随意挑, 套装促销

NC膜+滤纸=1370元

明星移液器

质保两年，终生免费维护保养和校准

◆ Tacta 手动移液器

Tacta 手动移液器完美均衡的设计，旨在提供绝佳的手感和简单舒适的使用体验。Tacta 使用的材料均经过精心挑选，并且每个组件都经过了特别的设计以符合最高标准



- ❖ 手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适
- ❖ 移液和吸头弹出所需力度很小，降低了出现“与工作相关的上肢功能障碍 (WRULD)”的风险。
- ❖ 独特的赛多利斯 Opti lock 系统可以灵活调节及锁定容量
- ❖ 全新的赛多利斯 Optiject 技术，可以平稳可控的弹出吸头
- ❖ 校准调节功能为各种液体类型提供精准结果
- ❖ 易于清洁，只需拆卸三个部件
- ❖ 即使长期移液也可实现可靠的结果

Tacta 移液器订购信息

产品编号	通道数	量程 (UL)	安全圆锥过滤器		Optifit 吸头 (ul)	SafetySpace 滤芯吸 (ul)	目录价	促销价
			标准型	增强型				
LH-729010	1	0.1-3	-	-	10	10	3375	1700
LH-729020	1	0.5-10	-	-	10	10	3375	1700
LH-729030	1	2-20	721014	-	200	20	3375	1700
LH-729050	1	10-100	721008	721018	200,350	120	3375	1700
LH-729060	1	20-200	721007	721017	200, 350	200	3375	1700
LH-729070	1	100-1000	721006	721016	1000	1000	3375	1700
LH-729080	1	500-5000	721005	721005	5000	-	3375	1700
LH-729090	1	1000-10000	721005	721005	10000	-	3375	1700
LH-729120	8	0.5-10	-	-	10	10	11250	6500
LH-729130	8	5-100	721008	721018	200,350	120	11250	6500
LH-729140	8	30-300	721007	721017	350	300	11250	6500
LH-729220	12	0.5-10	-	-	10	10	12500	7500
LH-729230	12	5-100	721008	721018	200,350	120	12500	7500
LH-729240	12	30-300	721007	721017	350	300	12500	7500

地址：昆明市盘龙区北京路延长线 1018 号景秀花园 A 幢 701 号 电话：0871-65625518/65625515 Email：chientech@163.com

网址：www.chientech.com www.ynchien.com 专注品质 助力科研 促销截止日期 2016 年 12 月 31 日

◆ Midi Plus 符合人体工程学的大容量移液器



Midi Plus™ 是轻巧可充电的移液控制器，拥有杰出的人体工程学设计，能直接从瓶子或试管中吸液，而无需用不适的姿势抬高您的手臂和手

产品编号：710931

目录价： 3500

促销价： 1800

■ Centrisart A-14 与 A-14C 微型离心机

我们的 Centrisart A-14 与 A-14C 微型离心机占用空间小、功能强大且极其紧凑。A1C 转子专为我们的 Vivaspin500 超滤管而设计，它同样也可以装下传统的 1.5ml 及 2ml 离心管一起运行。它支持样品浓缩：如抗体溶液样品去离子或者缓冲剂浓度调节，及去除小分子量或极大分子量的污染物等应用。

Centrisart A-14C 微型离心机采用性能优异的压缩机冷却，可以快速准确的冷却样品，并可靠地保护样品免于受热。

应用示例

- ✓ 在分子生物学方面的应用，如 DNA、RNA 和蛋白质分离
- ✓ PCR 反应后的超滤



Centrisart A-14 微型离心机

(配 12*1.5/2.0 角转子)

促销价： 12000 元

Centrisart A-14C 微型冷冻离心机

(配 12*1.5/2.0 角转子)

促销价： 30000 元



技术规格

	Centrisart A-14	Centrisart A-14C
最大转速, 转/分	14800	15000
最大容量	24*1.5-2 毫升	24*1.5-2 毫升
相对离心力	16162g	16602g
最小转速, 转/分	200	200
显示屏	简略显示	简略显示
电机	免维护的无刷驱动电机	免维护的无刷驱动电机
温度范围	-	-10℃ ~+40℃
温度增值	-	可以按 1℃ 的增量进行调节
快速冷却	-	在最大转速下保证温度在 4℃ 以下
冷却剂	-	不含氯氟氙 (R134a)
计时器	10 秒-99 分钟, 短期运行/连续运转	10 秒-99 分钟, 短期运行/连续运转
开盖方式	电动锁定机盖, 自动开盖	电动锁定机盖, 自动开盖
机盖	用于外部转速观察的观察孔	用于外部转速观察的观察孔
转子	固定角转子	固定角转子
程序	10	10
加速曲线	2	2
减速曲线	2	2
尺寸 (宽度*深度*高度)	212*266*176 毫米	273*515*236 毫米
机盖打开时的高度	404 毫米	404 毫米
重量	6 千克	19 千克
最大转速下的噪声级	53 分贝	53 分贝

附件

订购编号	类型	描述	转速
A-14C-1EU	主机	主机 220-240V 50/60Hz	
A-14C-1EU	主机	带冷冻主机 220-240V 50/60Hz	
YSCR-A1C	角转子	角转子 12*1.5/2.0ml 聚丙烯	A-14 14800rpm, 15183g A-14C 14800rpm, 15596g
YSCR-A2B	角转子	角转子 24*1.5/2.0ml 铝制	A-14 14800rpm, 16163g A-14C 14800rpm, 16602g
YSCA-01	适配器	适配器	
YSCA-02	适配器	适配器 0.5ml	
YSCA-04	适配器	适配器 0.2mlPCR 管	



优惠不断, 惊喜连连

更多促销信息请致电: 0871-65625518